

ART. WGS-FACESYSTEM

MESO NO-AGO - OZONO TERAPIA - RADIOFREQUENZA



Face System - Ozono terapia e Radiofrequenza

Il Face System è un dispositivo progettato e realizzato con la più avanzata tecnologia per la medicina estetica degli ultimi anni così da essere conforme a tutte le più attuali e severe normative di sicurezza per l'utilizzo di dispositivi da parte degli istituti di estetica.

Wellness Global Service si è impegnata sempre per mettere a disposizione dell'estetica apparecchiature conformi alla normativa di sicurezza e il cui utilizzo è autorizzato dalla legge vigente.



Prezzo Listino: € 9.980,00

3 azioni per risultati triplicati .

- OZONO

Il Face System è un dispositivo unico nel suo genere in quanto consente di effettuare un peeling jonico sulla pelle grazie all'ozono.

Infatti il solo peeling meccanico (pulizia del viso con vari sistemi magari associati a prodotti cosmetici) può spesso non bastare ad ottenere il miglior risultato.

Il Face System grazie al suo generatore interno di joni negativi ozonizzanti , aggredisce gli joni positivi generalmente presenti sulla pelle stanca ed affaticata depolarizzandoli e rendendo così l' azione di peeling veramente completa ed efficace.

Il Face System ti offre la possibilità di effettuare ben 3 azione attive contemporanee sulla pelle :

L' ossigeno atmosferico compresso per una azione rivitalizzante , di peeling ottimizzato .

La micronizzazione del prodotto cosmetico specifico da somministrare.

L' azione attiva degli joni negativi ozonizzanti sulla pelle Si ottiene quindi un triplo effetto attivo sulla pelle , sia quello strutturale della azione jonica , sia quello del prodotto cosmetico utilizzato.

Wellness Global Service ti fornirà indicazioni e dettagli sui prodotti cosmetici più indicati ed efficaci per essere associati al trattamento del Face System.

- MESO NO-AGO

L'attivo puro spinto fino a 3mm ,oltrepassando la membrana cellulare , per apportare la soluzione dell' inestetismo direttamente nel cuore della cellula.

- RADIOFREQUENZA

Il Face System sfruttando la diversità di conducibilità dei tessuti fa sì che il trasferimento endotermico si distribuisca correttamente strato per strato cutaneo. Il richiamo sanguigno conseguente all' apporto di energia endotermica ristabilisce naturalmente la fisiologia dell' organismo rimettendo in moto tutti i meccanismi di cui naturalmente l' organismo dispone per ridurre le cause dell' inestetismo sgradito.

Il metodo di trasferimento endotermico è universalmente riconosciuto come il più sicuro ed efficace nel trattamento di tutti quegli inestetismi che necessitano un apporto endogeno di energia termica tesa a riequilibrare la fisiologia del sistema endo cutaneo. Con le sue comode testine , il sistema computerizzato interno che gestisce le potenze di emissione per i trattamenti evitando rischi di fastidi per la cliente , la possibilità di associare al trattamento rendono questo apparecchio il partner ideale della professionista in istituto per tutte le stagioni.

ART. WGS-ICE_PUT

CRIOTERAPIA ICE & PUT - WELLNESS GLOBAL SERVICE



CRIOTERAPIA Ice & Put - Wellness Global Service

La meso no-ago (elettroporazione) consiste in una repentina scarica elettrica, indolore per il paziente. Gli elettrodi introdotti nel tessuto creano campi elettrici che fanno aprire i pori nella membrana cellulare e permettono così un più facile e aumentato ingresso degli Attivi direttamente nelle cellule.



Prezzo Listino: € 13.900,00

La Termokinesi

La termokinesi è una nuova energia studiata da Wellness Global Service per applicazioni strutturali; è una energia di tipo termico generata grazie a sistemi che consentono di arrivare notevolmente in profondità rispetto al livello cutaneo. Elaborata soprattutto per intervenire sui fastidi e gli inestetismi causati da una non perfetta circolazione periferica come ad esempio tutti gli inestetismi causati dalla cellulite, da un ritorno venoso difficoltoso. Il termokinetic offre all'operatore tutte le modalità di elaborazione di questa nuova energia.

Termokinesi Alterata Sequenziale

È una modalità di erogazione della termokinesi offerta dal termokinetic. Consente di riscaldare e raffreddare una determinata zona del corpo sia in profondità che in superficie contemporaneamente e in alternanza stretta (es: 3/4 minuti) o ampia (es: 20 minuti o più). L'energia erogata e trasferita al corpo, grazie al sistema computerizzato Termokinetic, viene mantenuta costante e controllata sia nella fase criogenica che in quella termogenica.

Termokinesi Criogenica

Azione di raffreddamento criogenico controllato e costante indipendente dal gradiente termico sonda/cute e dal tempo.

Termokinesi Termogenica

Azione di riscaldamento indotto controllato e costante indipendente dal gradiente termico sonda/cute e dal tempo.

3 azioni per un trattamento che dura 3 volte tanto.

1. Termokinesi termogenica: apertura dei vasi e delle membrane
2. Meso no-Ago :ingresso degli Attivi direttamente nelle cellule
3. Termokinesi criogenica: chiusura dei vasi e membrane imprigionando l'attivo all'interno delle stesse.

ART. WGS-C.E-WGS

ULTRASUONI A BASSA FREQUENZA - ULTRASOUND REDUCING RF



ULTRASOUND REDUCING RF - Wellness Global Service

Nuova metodologia ad ultrasuoni a bassa frequenza unito all'utilizzo della radiofrequenza per rimodellare e tonificare.

La rivoluzionaria tecnologia per il trattamento non invasivo dell'aposità localizzata, ora al servizio dell'estetista.

Da non confondersi con il tradizionale apparecchio ad ultrasuoni.



Prezzo Listino: € 8.950,00

Questa tipologia di ultrasuoni a bassa frequenza è la nuovissima alternativa non invasiva alla liposuzione chirurgica. Questa innovativa tecnologia consente di trattare in assoluta efficacia e rapidità gli inestetismi dell'aposità localizzata. Anni di continua ricerca scientifica e sviluppo tecnologico ci hanno portato ad una nuova elaborazione del concetto di ultrasuoni a bassa frequenza. Questa tecnologia infatti sfrutta il fenomeno dell'ultrasuoni a bassa frequenza per produrne un effetto lipoclasico graduale attraverso un processo simile all'osmosi inversa.

L'aumento progressivo di permeabilità della membrana citoplasmica determina la fuoriuscita del contenuto con la conseguente perdita dello stesso adipocita. Il controllo di fase e la possibilità di modificare in tempo reale l'intera gamma dei parametri elettrofisici fa di questa apparecchiatura una tecnologia altamente sofisticata all'avanguardia.

Trasferimento endotermico localizza Il trasferimento Endotermico Localizzato

ULTRASOUND REDUCING RF sfruttando la diversità di conducibilità dei tessuti fa sì che il trasferimento endotermico si distribuisca correttamente strato per strato cutaneo. Il richiamo sanguigno conseguente all'apporto di energia endotermica ristabilisce naturalmente la fisiologia dell'organismo rimettendo in moto tutti i meccanismi di cui naturalmente l'organismo dispone per ridurre le cause dell'inestetismo sgradito.

Il metodo di trasferimento endotermico è universalmente riconosciuto come il più sicuro ed efficace nel trattamento di tutti quegli inestetismi che necessitano un apporto endogeno di energia termica tesa a riequilibrare la fisiologia del sistema endocutaneo.

IN QUESTO SISTEMA DI TRASFERIMENTO NON VIENE UTILIZZATA NESSUNA ENERGIA POTENZIALMENTE DANNOSA E NON SI RAGGIUNGONO MAI TEMPERATURE FASTIDIOSE.

TRATTAMENTO COMPLETO

ULTRASOUND REDUCING RF con le sue testine comode e versatili, il sistema computerizzato interno che gestisce le potenze di emissione per i trattamenti evitando rischi di fastidi per la cliente, la possibilità di associare al trattamento una straordinaria veicolazione sottocutanea dei prodotti attivi unita ad un'evidente azione tonificante e rigenerante per i tessuti, rendono questo apparecchio il partner ideale della professionista in istituto per tutte le stagioni.

LA VEICOLAZIONE PRODOTTI

ULTRASOUND REDUCING RF sviluppa un tipo di energia particolarmente indicata per veicolare, secondo i meccanismi della termoforesi, i prodotti cosmetici più indicati per il tipo di inestetismo trattato. Si ottiene quindi un doppio effetto attivo sulla pelle, sia quello strutturale dell'energia endotermica del dispositivo, sia quello del prodotto cosmetico utilizzato. Wellness Global Service ti fornirà indicazioni e dettagli sui prodotti cosmetici più indicati ed efficaci per essere associati al trattamento del ULTRASOUND REDUCING RF.

ART. WGS-HOT_SYS_RED

HOT SYSTEM REDUCING - WELLNESS GLOBAL SERVICE



HOT SYSTEM REDUCING - Wellness Global Service

HOT SYSTEM REDUCING - Wellness Global Service
Sistema dimagrimento a Infrarossi a contatto a fasce
Azione: Riducente + Drenante + Comfort



Prezzo Listino: € 8.600,00

IL TRATTAMENTO

Il trasferimento HOT SYSTEM REDUCING, applicato, induce immediatamente una bonificazione della pelle riducendo sensibilmente l'evidenza degli inestetismi più comuni legati soprattutto all'età e allo stress.

Inoltre, contemporaneamente all'azione strutturale, consente di veicolare prodotti cosmetici attivi con straordinaria efficacia. Tutto questo avviene comodamente sdraiato in macchina, senza l'ausilio dell'operatore, in totale confort e relax.

TRATTAMENTO CONCENTRATO

HOT SYSTEM REDUCING consente di effettuare trattamenti su tutto il corpo utilizzando il sistema SRS e trattamenti concentrati sulle singole aree per casi su cui è necessario intervenire con maggiore incisività.

IL TRASFERIMENTO ENDOTERMICO

Il metodo di trasferimento endotermico è universalmente riconosciuto come il più sicuro ed efficace nel trattamento di tutti quegli inestetismi che necessitano un apporto endogeno di energia termica tesa a riequilibrare la fisiologia del sistema endocutaneo.

In questo sistema di trasferimento non viene utilizzata nessuna energia potenzialmente dannosa e non si raggiungono mai temperature fastidiose.

Il trattamento è piacevole e i risultati sono immediatamente visibili.

HOT SYSTEM REDUCING sfruttando la diversità di conducibilità dei tessuti si fa sì che il trasferimento endotermico si distribuisca correttamente strato per strato cutaneo.

Il richiamo sanguigno conseguente all'apporto di energia endotermica ristabilisce naturalmente la fisiologia dell'organismo rimettendo in moto tutti i meccanismi di cui naturalmente l'organismo dispone per ridurre le cause dell'inestetismo sgradito.